

インプラント患者様へ

インプラントを維持して口腔の健康を保ちましょう

患者様のお好みや症状に適した製品をお選びください。



TePe Universal Care™

狭い場所にもアクセスできる角度付きブラシ

TePe® Implant Orthodontic™

アクセス性を高めるために非常にスリムなブラシヘッドを採用

TePe Compact Tuft™

インプラントの洗浄を目的に小型で高密度のブラシヘッドになっています

TePe® Denture Care™

義歯・マウスピース・矯正装置をクリーニングできます




内側の歯茎のラインに沿って清掃します



インプラント支持ブリッジの洗浄



インプラント部位の徹底的な洗浄に



効率的に洗浄するための長くて強いフィラメント



インプラント構造の設計に応じた製品アイテムをご選択下さい



歯茎とインプラントの隙間清掃に歯間ブラシをおすすめします



インプラント周囲の健康を保つために毎日のブラッシング、デンタルフロス、歯間ブラシを使用し口腔内の衛生を維持しましょう